

GEOMED[®]
MEDIZIN-TECHNIK

HERCULES[®]



THE WORLD OF SURGICAL INSTRUMENTS



NEW



OL 605-18

18 cm / 7"



GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Drahtschneidezange

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 2,2 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]


Surgical Wire Cutter

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 2,2 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Alicate para alambre

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duro y blandos de **max. ø 2,2 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



OL 604-01-09

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 606-02-09

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador

NEW



- *OL 615-23 | 23 cm / 9" | for Titanium max. 3 mm
- OL 615-28 | 28 cm / 11" | for Titanium max. 2-3,5 mm



***OL 605-01-04 / •OL 620-01-04**

- 1 Paar Hartstahl Schneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of Hard steel blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas acero endurecido / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal

GEOMED HERCULES[®]

Titan-Schneidezange

- über 40% Kraftersparnis
- für Titan Drähte
- auswechselbare Hartstahl Schneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GEOMED HERCULES[®]

Titanium-Cutting plier

- over 40% reduced effort
- for Titanium wires
- exchangeable Hard steel blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

GEOMED HERCULES[®]

Alicate para cortar titán

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres titanio
- placas de acero endurecido intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



OL 606-02-09

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador



OL 601-15

15 cm / 6"



GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Drahtkneifzange

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 1,6 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Wire Cutter

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 1,6 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Alicate para alambre

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 1,6 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



OL 601-01-09

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 1 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 1 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 601-02-09

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Allen key
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 603-18

18 cm / 7"



GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Drahtkneifzange

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 2,2 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Wire Cutter

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 2,2 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Alicate para alambre

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 2,2 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



OL 604-01-09

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 606-02-09

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Drahtkneifzange

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 3 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Wire Cutter

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 3 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]


Alicate para alambre

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 3 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



OL 605-23

23 cm / 9"



OL 606-01-09

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 606-02-09

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador



OL 610-23

23 cm / 9"



GEOMED HERCULES[®]

Plattenschneidezange

- über 40% Kraftersparnis
- für Schmale platten **max. ø 3 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GEOMED HERCULES[®]


Plate Cutter Plier

- over 40% reduced effort
- for fine plates **max. ø 3 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

GEOMED HERCULES[®]

Alicate para terraza quirúrgic

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para delgado copesor de terraza **max. ø 3 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



OL 610-01-09

- 1 Paar Hartstahl Schneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of Hard steel blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas acero endurecido / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 610-02

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador



OL 620-28

28 cm / 11"



**Die große
GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]
Drahtkneifzange**


- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte
ab 2,0-3,5 mm
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

**The big
GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]
Wire Cutter**

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires **of 2.0-3.5 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

**El grande
GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]
Alicate para alambre**

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos
de 2,0-3,5 mm
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



OL 607-01-09

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 2 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 2 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 2 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 606-02-09

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Schraubendreher
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Screwdriver
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 el destornillador



OL 630-18

18 cm / 7"



GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Kopf- und Seitenschneider

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 1,6 mm**
- austauschbare Hartmetallschneiden mit integrierten Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Front and Side Cutter

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 1.6 mm**
- exchangeable TC-blades with integrated rubber jaws
- fully sterilisable

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Alicate frontal y lateral para alambre

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 1,6 mm**
- placas de tungsteno con bocas de goma integradas intercambiables
- completamente esterilizable




OL 631-01

- 1 Paar Schneideinsätze mit integrierten Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-inserts with integrated rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno con bocas de goma integradas / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 635-18
18 cm / 7"



GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Kabelschneider

- über 40% Kraftersparnis
- für Cerclage Kabel \varnothing 1-2 mm
- glatter Schnitt
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- komplett sterilisierbar

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Cable Cutter

- over 40% reduced effort
- for cerclage cables of \varnothing 1-2 mm
- smooth cut
- exchangeable TC-blades
- fully sterilisable

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Alicate frontal para cables

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para cables de cerclaje \varnothing 1-2 mm
- liso corte
- placas de tungsteno intercambiables
- completamente esterilizable



OL 636-01

- 1 Paar Schneideinsätze / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-inserts / 1 pair of screws / 1 Allen Key
- 1 par de placas de tungsteno / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 644-18

18 cm / 7"



GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Schneid-Haltezange

- über 40% Kraftersparnis
- für harte und weiche Drähte bis **max. ø 2 mm**
- auswechselbare Hartmetallschneiden
- auswechselbare Gummibacken
- komplett sterilisierbar

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Grip and Cutting Forceps

- over 40% reduced effort
- for hard and soft wires of **max. ø 2 mm**
- exchangeable TC-blades
- exchangeable rubber jaws
- fully sterilisable

GEOMED GOLD-CUT HERCULES[®]

Alicate para cortar y asir

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- para alambres duros y blandos de **max. ø 2 mm**
- placas de tungsteno intercambiables
- bocas de goma intercambiables
- completamente esterilizable



OL 601-01-09

- 1 Paar Hartmetallschneiden / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of TC-blades / 1 pairs of screws / 1 Allen key
- 1 par de placas de tungsteno / 1 pares de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 601-02-09

- 1 Paar Gummibacken / 1 Paar Schrauben / 1 Inbusschlüssel
- 1 pair of rubber jaws / 1 pair of screws / 1 Allen key
- 1 par de bocas de goma / 1 par de tornillos / 1 llave hexagonal



OL 730-01

3 mm 18 cm / 7"

OL 730-02

6 mm 18 cm / 7"



GEOMED GOLD-GRIP HERCULES[®]

Extraktionszangen

- über 40% Kraftersparnis
- lieferbar in Maulbreiten 3 mm und 6 mm
- komplett sterilisierbar
- Sicheres halten von Drähten

GEOMED GOLD-GRIP HERCULES[®]

Extraction Forceps

- over 40% reduced effort
- available in jaw sizes 3 mm and 6 mm
- fully sterilisable
- safe holding of wires

GEOMED GOLD-GRIP HERCULES[®]

Pinzas de extracción

- reducción de la fuerza manual en más de un 40%
- disponibles en tamaños de bocas de 3 mm y 6 mm
- completamente esterilizable
- para sujetar alambres seguro







GEOMED[®]

MEDIZIN-TECHNIK

GEOMED[®]
MEDIZIN-TECHNIK GMBH & CO. KG

Ludwigstaler Straße 27
D-78532 Tuttlingen

Postfach 40 47
D-78505 Tuttlingen

Germany

Telefon ++49 (0) 74 61 / 93 55 - 0
Telefax ++49 (0) 74 61 / 93 55 - 93

e-Mail: info@geomed.de
Internet: www.geomed.de

