

Sehr geehrter Kunde,

wir hoffen, dass die hier vorgelegte Lupenbrille Sie nachhaltig bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Beachten Sie dazu bitte die nachfolgenden Hinweise!

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann einen Verlust der Produktgarantie zur Folge haben!



Customer Service
0821-8949420



NICHT VERWENDEN:



Lysol® oder Reiniger, die Alkohol, Ethanol, Ammoniak oder Jod enthalten

NICHT DURCHFÜHREN:



Autoklavieren,
in Flüssigkeit eintauchen

ZUR REINIGUNG:



Verwenden Sie milde Seifenlösung und Wasser mit einem weichen Tuch, um Partikel zu lösen. Trockenwischen oder lufttrocknen

ZUR DESINFEKTION:



Verwenden Sie SciCan OPTIM 33TB/ Optim1 Wischtücher oder Lösung. Optim1 kann über die CTM GmbH bezogen werden

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung!